



CASSETES PARA PROCESSAMENTO DE TECIDOS

Cassetes são utilizados na inclusão e no processamento de tecidos em laboratórios de **anatomia patológica** e **histologia**. Fabricados em **POM (Polioximetileno – Acetal)**, apresentam alta resistência química a solventes histológicos e soluções de descalcificação, mantendo os espécimes seguramente submersos em líquidos. Seu design com **aberturas otimizadas** garante fluxo eficiente, favorecendo a troca de líquidos e a drenagem adequada. Possuem **área frontal para identificação**, com superfície inclinada a **45°**, facilitando a escrita e a leitura.



CASSETE HISTOLÓGICO COM TAMPA

Código	Descrição	Embalagem
HT04-R	Cassete Histológico com Tampa para Biópsia. Rosa. Descartável.	Pct c/ 250un

DADOS TÉCNICOS

Material	Dimensões	Modo de uso
POM (Polioximetileno – Acetal)	40x28x7mm	Para fechar o cassete, romper a tampa e encaixá-la nas ranhuras da base.

